DESIFOR-ONE multi wipes



Verkaufseinheiten	Art.-Nr.
Softpack à 100 Tücher (Karton 6x100 Tücher)	20490

Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Begrenzt viruzid PLUS (inkl. Rota-, Noro-, und Adenoviren)
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Exzellente Reinigungseigenschaften
- Gebrauchsfertige Tücher (EN 16615, 4-Felder-Test)
- Wirksamkeit bei 4°C getestet - konzentriert 5 Minuten
- Tuchgröße 20x20 cm, Tuchqualität 50 g/m2
- VAH-gelistet
- IHO-gelistet
- HACCP-konform

Anwendungsbereich

Zur rückstandsfreien Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen im medizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen. Nur für den professionellen Gebrauch.

Anwendungsanleitung

Zu desinfizierende, saubere Fläche mit dem getränktem Tuch gründlich wischen und abtrocknen lassen. Auf vollständige Benetzung achten und die Fläche während der gesamten Einwirkzeit feucht halten.

Dosiertabelle

Anwendungsgebiet	Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit	Anmerkung
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	100 %	1 min	EN 16615 (niedrige Belastung) VAH (niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Tuberkulozid (M. terrae)	100 %	5 min	EN 14348 (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	100 %	15 s	DVV/RKI-Leitlinie (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid PLUS	100 %	15 min	EN 14476 (niedrige Belastung, hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Polyomaviren (SV 40)	100 %	15 s	DVV/RKI-Leitlinie (hohe Belastung)

Wirkstoffe

100 g Wirkstofflösung enthalten 17,4 g Propan-2-ol; 12,6 g Ethanol (94 % w/w)

Zulassungsnr. DE: N-70789, N-70790

CE 0297

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

DESIFOR-ONE multi wipes

Flächendesinfektionstücher ● begrenzt viruzid PLUS ● Medizinprodukt

FLÄCHENDESINFEKTION

Anwendungshinweise

- Gebrauchte Tücher fachgerecht entsorgen, nicht in die Toilette werfen.
- Reichweite pro Tuch ist abhängig von der Oberflächenstruktur, ca. 0,5 m2.
- Verfallsdatum ab Produktion 2 Jahre.
- Haltbarkeit nach Anbruch 28 Tage.
- Sicherheitsdatenblatt beachten.

Umgangshinweise

- Behälter stets geschlossen halten
- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: 15°C bis 25°C
- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung



Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 0,95 g/cm³
GIS-CODE: GD0



Kennzeichnung



Achtung
Flüssigkeit und Dampf entzündbar Verursacht schwere Augenreizung

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör finden Sie auf unserer Website:

https://shop.dr-schnell.com/desifor-one-multi-wipes

DE 260903

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch