DESIFOR-ONE V



Verkaufseinheiten	Art.-Nr.
Flasche à 1 Liter (Karton 12x1 Liter)	20485
Kanister à 10 Liter	20480

Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Exzellente Reinigungseigenschaften
- IHO-gelistet
- HACCP-konform

Anwendungsbereich

Zur Desinfektion wasserfester Oberflächen und Böden in medizinischen Einrichtungen, in Schulen, Kindergärten und Heimen sowie in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, öffentlichen Einrichtungen. Für den professionellen Bereich.

Anwendungsanleitung

Fläche mit DESIFOR-ONE V - Anwendungslösung wischen bzw. flächendeckend auftragen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen. Zur Dosierung einer 2%igen Lösung legen Sie 980 ml kaltes Wasser vor und geben 20 ml DESIFOR-ONE V dazu. Bitte beachten Sie, die Dosierkugel hat keine Markierung, wenn die Dosierkugel gefüllt ist entspricht es 20 ml.

Dosiertabelle

Anwendungsgebiet	Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit	Anmerkung
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	2 %	15 min	EN 13697 (hohe Belastung) VAH (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	2 %	30 min	EN 16615 (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	1 %	60 min	EN 14476 (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	2 %	15 min	EN 14476 (hohe Belastung)

Wirkstoffe

100 g enthalten 10,0 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid; 9,0 g 2-Phenoxyethanol

Zulassungsnr. DE: N-89666 | AT: - | LU: 237/23/L

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Anwendungshinweise

- Verfallsdatum ab Produktion 2 Jahre.
- Haltbarkeit nach Anbruch 2 Jahre.
- Sicherheitsdatenblatt beachten.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: 5°C bis 30°C
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet



Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,015 g/cm³
GIS-CODE: GD40



Kennzeichnung





Gefahr

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör finden Sie auf unserer Website:

https://shop.dr-schnell.com/desifor-one-v

DE 260903

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch